



アルコアローラ

ローラ
Laura



M-001

エム・ヴィ・ヴィ・イチ



改良に伴う変更を予告なしに行う場合があります。



介護される人の“自立“という思いを助長し、支援する機器を提案します。

①介護する側、される側の負担を減らす。②自立やリハビリを促すことで、本人の自発力や潜在力を引き出す。ひいては、それが障害者や高齢者の権利を守ることに繋がります。③利用者の状態に合わせて

『脱衣やトイレ内の一人介助』を支援します。

膝当て：前後調節



走行フレーム幅調節：走行フレーム先端の外寸約30～50cm



走行フレーム縦調節：走行フレームの長さが70、75、80cmの3段階調節



製品：移動用リフト 【型番：M-001】

項目名	内容	電源	交流100v 60/50Hz 充電装置：充電器(付属品)
サイズ 【約】	縦70cm※1×横50cm※2×高さ70～90cm ※1 走行フレーム：横30～50cm(外寸) ※2 走行フレーム：縦70、75、80cm	バッテリー	シール鉛電池×2
最大使用者体重	100kg	モーター1	体重を前後に移動する
最大・最小身長	150～175cm	モーター2	上下に昇降する
本体重量	28kg	CEマーク	欧州(EU)輸出適合品
車輪	直径15cm×2 直径7.5cm×2 直径5cm×2	レザー表皮	(1)耐光性(2)防汚機能 (3)耐アルコール機能
		安心ベルト [標準品]	胸囲サイズ約80～100cmに合わせて長さ調節できます
		付属品	充電器・プラスドライバー・スパナ

☎0120-456-708


株式会社 **ミハマ** ホームページ mihama-care.jp

シワチョウ シワホリ

〒739-0269 広島県東広島市志和町志和堀 1153-91

安心ベルトの説明


- ①胸囲サイズ約80～100cmに合わせて長さ調節できます。
- ②中央のベルト2箇所を調節します。



アルファローラ(リフト)の選定目安

寝たきり高齢者が増え続ける

理由の一つは、医療の発展が生んだ延命治療の技術の向上




介護度 2～3



介護度 3～5




介護度 5



M-009



M-001



M-007